





 **bonebio**
 β -TCP

Substituto Ósseo Sintético





BIOMIMÉTICO:

Projetado para refletir os parâmetros do osso humano e apoiar o processo de cura natural.

BIOATIVO:

Uma ligação química genuína sem interposição fibrosa é desenvolvida com o tecido ósseo, sem encapsulamento fibroso nem inflamação.

OSTEOCONDUTOR:

Alta atividade biológica dentro da macro e micro porosidade do Bonebio que orienta a penetração das células ósseas.

BONEBIO B-TCP é um substituto ósseo sintético, biomimético, osteocondutor micro e macro poroso, destinado ao preenchimento de defeitos ósseos do sistema esquelético que não são intrínsecos à estabilidade da estrutura óssea.

APRESENTAÇÃO:

O BoneBio B-TCP é apresentado na forma de grânulos, blocos ou cunhas.





BIOCOMPATÍVEL:

Garanta uma resposta biologicamente correta dos tecidos circundantes.

REABSORVÍVEL:

BONEBIO B-TCP é substituído por osso recém-formado saudável, uma vez concluído o processo de reabsorção celular. Tempo de reabsorção de 6 a 18 meses.





CIRURGIA DA COLUNA
Fusão intersomática
(ex. Caixas intersomáticas)



ORTOPEDIA
Osteotomia tibial



IMPLANTOLOGIA DENTÁRIA
Elevação do seio maxilar
Aumento do rebordo alveolar




TRAUMATOLOGIA
Fraturas, vazios ósseos ou defeitos do sistema esquelético (fêmur, tíbia, úmero, ulna, fíbula, calcâneo, mão, entre outros).



ONCOLOGIA
Preenchimento de curetagem óssea


Referências

REF	DESCRIÇÃO	
	NOME COMERCIAL	CONTÉM
BBTrB0013	Bonebio B-TCP Bloco	10x10x5mm - 3un
BBTrB0031	Bonebio B-TCP Bloco	10x10x10mm - 1un
BBTrB0061	Bonebio B-TCP Bloco	15x15x20mm - 1un
BBTrC0021	Bonebio B-TCP Cunha	20x15x10mm - 1un
BBTrG0120	Bonebio B-TCP Grânulos	0.5-1mm - 2cc
BBTrG0215	Bonebio B-TCP Grânulos	1-2mm - 2cc
BBTrG0305	Bonebio B-TCP Grânulos	2-4mm - 5cc
BBTrG0310	Bonebio B-TCP Grânulos	2-4mm - 10cc
BBTrG0405	Bonebio B-TCP Grânulos	4-6mm - 5cc








Importado por **LEALMEDICAL**

 TEL: +55 (11) 99991-9344.

+55 (11) 94833-1795/ +55 (11) 98994-4059.

 @lealmedical

 www.lealmedical.com

 comercial@lealmedical.com

Av.Copacabana 268. Empresarial 18 do Forte,Sala 502/503/1302.
Alphaville-Barueri-SP. CEP: 06472-001.