

# nervekontrol

## Nerve Block Cannula Kit

NERVEKONTROL é um sistema cirurgico minimamente invasivo para procedimentos de bloqueio de nervos periféricos e articulações em que a estimulação se faz necessária para localização precisa do nervo alvo. As duas cânulas do kit possuem uma cobertura refletiva para perfeita visualização por ultrassom. A estimulação, bem como o bloqueio anestésico, podem ser feitos em conjunto ou separadamente à critério do médico.

### NERVEKONTROL é um sistema composto por:

- 2 cânulas estimuladoras de nervo de aço inoxidável com linha de cobre.
- 1 Manifold 3 vias.
- 1 Seringa anatômica de control.
- 1 Conector Luer lock .
- 1 Grid de posicionamento radiopaca.



### ESPECIFICAÇÕES:

- Cânulas para visualização nítida no sistema ultrassom.
- Cânulas com ponta B-bevel, garante menos dor e mínimo trauma durante a punção.
- Marcações nas cânulas que permitem um alto grau de precisão e segurança para o cirurgião.
- Grid de posicionamento radiopaco minimizando a exposição de radiação e redução de tempo cirúrgico.



REGISTRO ANVISA Nº81588849008.



## Entre em contato e saiba mais:



COMERCIAL@LEALMEDICAL.COM



WWW.LEALMEDICAL.COM



CONTATO: (11) 5199-7612.



WHATSAPP: (11) 94833-1795/ (11)99991-9344.



AV.COPACABANA 268 - SALA 502/503/1302.  
EMPRESARIAL 18 DO FORTE, BARUERI-SP.  
CEP: 06472-001.