

PROTAHERE

BARREIRA DE ADESÃO ABSORVÍVEL QUE
PREVINE AS ADERÊNCIAS PÓS-CIRÚRGICAS.



LEALMEDICAL

SCIVISION
BIOTECH INC.

PROTAHERE

INDICAÇÕES

O **PROTAHERE** destina-se a prevenir e reduzir as aderências resultantes de cirurgias abdominais, pélvicas e laparoscópicas.

A barreira de aderência absorvível **PROTAHERE** é um gel incolor, transparente, viscoso, estéril e não pirogênico fornecido numa seringa com cânula de aplicação.

O ingrediente ativo da **PROTAHERE** é o ácido hialurônico (AH), que é um glicosaminoglicano presente nos tecidos conjuntivos, epiteliais e neurais.



PROTAHERE

VANTAGENS

- Elevada biocompatibilidade.
- Aplicação fácil e rápida.
- Seguro, natural e absorvível.
- Grande aderência aos órgãos e resistência à mudança de posição.
- **PROTAHERE** tem uma tecnologia única auto-crosslinking com capacidades médicas sem a adição de nenhum componente químico o que faz o produto com alta segurança.



PROTAHERE

MODELOS:

- PH-060S - Dispositivo de Barreira de Adesão Absorvível de Hialuronato de Sódio (AP) 6,0mL.
- PH-110S - Dispositivo de Barreira de Adesão Absorvível de Hialuronato de Sódio (AP) 10,0mL.





Importado por



LEALMEDICAL

Entre em contato e saiba mais:



+55(11)94833-1795.

+55(11)98994-4059.



TEL: +55 (11) 99991-9344.



lealmedical.com